

Suture Alan Lact Fast



Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



ALAN LACT FAST

- Suture chirurgicale stérile
- Résorbable
- Multifilament
- Composé de : 90 % Glycolide, 10 % Lactide : Polyglactin 910
- Coloré violet avec D & C Violet No.2
- Recouvert d'un revêtement de Polyglactin 370 et stéarate de calcium
- Perte totale de résistance après 10 à 14 jours
- Absorption totale après +/- 42 jours
- Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu

Remarques:

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions des boîtes : 62x130x62 mm

Dimensions

Référence	Profil de l'aiguille	Description de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (mm)	Taille	Longueur du fil (cm)
SUTLF3	3/8	Tranchant inversé	19	3/0	70
SUTLF4	3/8	Tranchant inversé	19	4/0	70
SUTLF5	1/2	Tranchant inversé	16	5/0	70



Conditionnement

Pièces/Boîte	Boîtes/Carton
12	216

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE