

# FICHE TECHNIQUE





## Suture Alan Silk



MATIERE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composé d'une protéine organique (Fibroin)</li> <li>• Soie noire tressée</li> <li>• Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone</li> </ul>
INFOS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suture chirurgicale stérile</li> <li>• Non résorbable</li> <li>• Multi filament</li> <li>• Aiguille qui facilite le passage sans endommager le tissu</li> <li>• Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication</li> <li>• Dispositif médical de classe III stérile, à usage unique</li> <li>• Tolérance générale : +/- 10 %</li> </ul>
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pochettes stériles/boite qui protège de la poussière</li> <li>• Uniquement à la marque Alan</li> <li>• Dimensions des boîtes : 62x130x62 mm</li> <li>• Dimensions cartons export : 60x40x60 cm, 216 boîtes/carton</li> <li>• A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C</li> </ul>

### CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Profil de l'aiguille	Description aiguille	Longueur de l'aiguille	Taille	Longueur du fil
SUTSI3	3/8	Tranchant inversé	19 mm	3/0	70 cm
SUTSI31/2	1/2	Tranchant inversé	17.4 mm	3/0	45 cm
SUTSI4	3/8	Tranchant inversé	19 mm	4/0	70 cm
SUTSI41/2	1/2	Tranchant inversé	17.4 mm	4/0	45 cm
SUTSI5	1/2	Tranchant inversé	16 mm	5/0	70 cm



### Ouverture facile

- 1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué
- 2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible
- 3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



### ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium  
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02