

## Suture Alan-Silk



### Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



<b>ALAN-SILK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suture chirurgicale stérile</li> <li>• Non résorbable</li> <li>• Multifilament</li> <li>• Composé d'une protéine organique (Fibroin)</li> <li>• Soie noire tressée</li> <li>• Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu</li> </ul>
------------------	--

### Remarques:

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions boîte : 62x130x62 mm

### Dimensions

Référence	Profil de l'aiguille	Description de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (mm)	Taille	Longueur du fil (cm)
SUTSI3	3/8	Tranchant inversé	19	3/0	70
SUTSI3 ½	1/2	Tranchant inversé	17.4	3/0	45
SUTSI4	3/8	Tranchant inversé	19	4/0	70
SUTSI4 ½	1/2	Tranchant inversé	17.4	4/0	45
SUTSI5	1/2	Tranchant inversé	16	5/0	70



### Conditionnement

<b>Pièces/Boîte</b>	<b>Boîtes/Carton</b>
12	216

**Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE**

**ALAN & CO**

Avenue André Erns 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be

Version 10/2019