

FICHE TECHNIQUE



Liquide astringent



COMPOSITION

- Sulfate d'aluminium octadécahydrate, PH.Eur. (25%)
- Eau distillée (75%)
- Sans épinéphrine : aucun risque de trouble circulatoire

INFOS PRODUIT

- Solution hémostatique et astringente utilisée pour le traitement de rétraction gingival
- Imprégnation avec nos fils de rétraction tressés ou tricotés
- Uniquement pour professionnels dentaire
- Ne peut être utilisé en cas de gingivite ulcéreuse aiguë
- Précaution : sel à caractère légèrement acide, rincer abondamment en cas de contact avec les yeux
- Moins sensible à l'hydrolyse que le chlorure d'Aluminium (plus stable)
- Liquide transparent, qui ne tache pas
- Durée de vie : 3 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %

EMBALLAGE

- Flacons en verre pour une plus grande stabilité du contenu
- Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande
- Poids brut de la bouteille : +/- 42 g
- Dimensions étui : 30 x 30 x 63 mm
- Dimensions boîtes : 225 x 225 x 80 mm
- 24 boîtes dans un carton 60 x 40 x 60 cm
- A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Description	Contenu/bouteille	Bouteilles/Etui	Etuis/Boite
ALST20	Liquide astringent	20 ml	1	49

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02