

FICHE TECHNIQUE



Podorolls



MATIERE

- 100 % coton blanchi hydrophile
- Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent)
- Conforme à la Pharmacopée Européenne
- Conforme à la norme européenne REACH
- Analyses de la biocontamination sur demande

INFOS PRODUIT

- Pour tous travaux de pédicure, alternative à l'écarte-orteil rigide
- Peut ensuite être utilisé pour supprimer l'excédent de produit
- Stabilité de forme (grande cohésion)
- Ne glisse pas
- Hygiénique car usage unique
- Epouse parfaitement les orteils
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %

EMBALLAGE

- Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité
- Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande
- Dimensions cartons export : 40x40x45 cm
- A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Description	Roulettes/Sachet	Sachets/Carton	Cartons/Palette
CRN1/15CM	Roulette de 50 podorolls - Ø 8 mm Longueur 15 cm	2 (100 pcs)	20	28

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02