


# FICHE TECHNIQUE



## Rhinorolls



### MATIERE

- Pansement tubulaire 100% polyamide contenant un rouleau absorbant composé de :  
25% coton  
25% viscose  
50% cellulose

### INFOS PRODUIT

- Utilisé après les chirurgies du nez pour absorber les sécrétions
- Peut être utilisé comme support pour les traitements décongestionnant lors d'infections respiratoires banales
- Forte élasticité grâce au polyamide
- Taille unique : +/- 42 cm de long. Rouleau de 8 cm de long, Ø 15 mm
- S'attache autour des oreilles
- Non stérile
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %

### EMBALLAGE

- Produit emballé dans des boîtes en carton de pour protéger de la poussière
- Dimensions boîte : 230x90x60 mm ; +/- 100 g
- Dimensions carton export : 80x60x40 cm
- A conserver dans un endroit propre et sec

### CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Description	Pièces/boîte	Boîtes/Carton	Cartons/Palette
RRA20	Rhinorolls	20	100	10

#### ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium  
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02