

## Rhinorolls



<b>COMPOSITION</b>	<p>Pansement tubulaire 100% polyamide contenant un rouleau absorbant composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% coton</li> <li>• 25% viscose</li> <li>• 50% cellulose</li> </ul>
<b>RHINOROLL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte élasticité grâce à la polyamide</li> <li>• Taille unique : +/- 42 cm de long. Rouleau de 8 cm de long, Ø 15 mm</li> <li>• S'attache autour des oreilles</li> <li>• Utilisé après les chirurgies du nez pour absorber les sécrétions</li> <li>• Peut être utilisé comme support pour les traitements décongestionnant lors d'infections respiratoires banales</li> <li>• Non sterile</li> <li>• Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication</li> </ul>

### Conditionnement

Reference	Description	Pieces/boite	Poids/boite	Nbre de boites/carton	Nbre de cartons/palette
RRA20	Rhinorolls	20	+/- 120g	100	10

#### Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé dans des boites en carton de 23x9x6 cm pour protéger de la poussière

Dimensions carton export : 59x38x72 cm

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre à l'abri de la lumière

**Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE**