

## Rouleaux de coton



<b>COMPOSITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % coton blanchi hydrophile ou hydrophobe</li> <li>• Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent)</li> <li>• Conforme à la Pharmacopée Européenne</li> <li>• Conforme à la norme européenne REACH</li> <li>• Analyses de la biocontamination sur demande</li> </ul>
<b>ROULEAUX DE COTON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisés pour absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et instruments, support à l'application de produit sur la peau, thanatopraxie, ...</li> <li>• Largeur standard : 20 cm</li> <li>• Poids standards : 500 gr et 1000 gr</li> <li>• Longueurs standard : +/- 7 m pour 500g et +/- 14 m pour 1000g</li> <li>• Epaisseur de la nappe : +/- 500 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication</li> </ul>

### Conditionnements standards

Référence	Description	Poids/ Sachet	Sachets/ Carton	Cartons / Palette
RO500GAW25	Rouleau d'ouate hydrophile 500 gr	500 gr	24	30
RO500GNAW25	Rouleau d'ouate hydrophobe blanchi 500 gr	500 gr	20	30
RO1000GAW25	Rouleau d'ouate hydrophile 1000 gr	1000 gr	12	30
RO1000GNAW25	Rouleau d'ouate hydrophobe blanchi 1000 gr	1000 gr	9	30

#### Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège le rouleau de la poussière et de l'humidité.

Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande

Dimensions carton export : 40x40x45 cm, double cannelure

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

**Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE**

